

Link do produktu: <https://piankimeblowe.pl/mata-dezynfekcyjna-wklad-chlonny-z-gabki-poliuretanowej-na-wymiar-p-48.html>



MATA DEZYNFEKCYJNA, WKŁAD CHŁONNY Z GĄBKI POLIURETANOWEJ NA WYMIAR

Cena **21,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **T25**

Opis produktu

Pianka na wkład chłonny / matę dezynfekcyjną , gąbka poliuretanowa T25

pianka poliuretanowa chłonna jako wkład do MAT DEZYNFEKCYJNYCH T25 (MIKKA) CIĘT POD WYMIAR - DOWOLNY KWADRAT LUB PROSTOKĄT O DOWOLNEJ GRUBOŚCI OD 1 CM DO 90 CM, NIE MM :).

wielokolorowa, może być miks różnych kolorów w jednym kawałku gąbki. Na zdjęciach przykładowe kolory, nie możemy zagwarantować konkretnego koloru.

Jako jedyni kroimy każdą grubość od 1 cm i wymiar w zakresie prostokątów !

Jeśli potrzebujesz bardziej wytrzymałej / twardszej gąbki wybierz T35 lub sztywniejszą T40.

UWAGA!

MOŻEMY WYCIĄĆ PIANKĘ DO WYMIARU 200x120 CM, WYMIARY POWYŻEJ ROBIMY Z PIANEK SKLEJONYCH PROFESJONALNYM, BEZPIECZNYM KLEJEM TAPICERSKIM. TRWAŁE WYCZYSZCZENIE, SPOINA NIETYCZUWALNA, KLEIMY PIANKI O GRUBOŚCI MINIMUM 2 CM.

ŻEBY OBLICZYĆ CENĘ WYBRANEGO KAWAŁKA PIANKI:

1. PROSZĘ ZMIERZYĆ WYMIARY WYMIENIANEJ PIANKI. OKREŚLIĆ JEJ DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ I GRUBOŚĆ W METRACH LUB CENTYMETRACH I ZAMIEŃLIĆ JE NA METRY (NP. 200 CM = 2 M, 30 CM = 0,3M, 5 CM = 0,05M).

2. POMNOŻYĆ TE TRZY LICZBY PRZEZ SIEBIE.

3. POMNOŻYĆ WYNIK PRZEZ 100 I ZAOKRĘGLIĆ W GÓRĘ DO PEŁNYCH SZTUK.

4. ZAKUPIĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ SZTUK.

PRZYKŁAD:

DLA PIANKI 210x60x5 CM:

1. ZAMIENIAMY NA METRY 2,1 x 0,6 x 0,05 M

2. MNOŻYĆ WYNIKI PRZEZ SIEBIE 2,1 x 0,6 x 0,05 = 0,063 M³

3. MNOŻYĆ WYNIK PRZEZ 100, CZYLI 0,063 x 100 = 6,3 SZT. ,

4. ZAOKRĘGLAM DO PEŁNYCH SZTUK W GÓRĘ I WYCHODZI DO ZAKUPU 7 SZT., W WIADOMOŚCI DO SPRZEDAJCĘGO PODAJĘ WYMIARY PIANKI, JAK ŻE ZAMAWIAM.

JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI NAPISZ - POSTARAMY SIĘ POMÓC.